

網絡自動錄音提示器(連文字顯示功能) Voice Recording Memo (Wi-Fi Version) (With LED Display)



儀器簡介

這是自動錄音提示器的網絡版本連相關文字提示功能；新版本保留原先功能，使用者可以自行灌錄需要的播放內容，然後每次有人行經有關裝置附近時，裝置就會主動播出。除此之外，亦有網絡控制及監測功能，照顧者可以透過網絡控制一共八個錄音內容播放。此外，當經過一段時間內沒有人走過器材，器材會自動發出警告，再發報上網絡提示照顧者，以避免有任何意外。而透過加裝電子定時開關裝置，可為器材設定特定的啟動時間，以減少不必要之干擾。

新版本加入一個專用的 LED 文字顯示屏幕。只要照顧者設定好八個錄音內容，本會工程師會代為設定相關的文字顯示部份，讓自動錄音提示器於播放錄音的同時，亦透過文字顯示屏幕同時顯示文字出來。本器材前面設有插咭位置，方便照顧者插上合適的提示圖咭。網絡版自動錄音提示器（連文字顯示功能）套裝包括提示器、文字顯示器、網絡由路器及電子定時開關裝置。

訓練目標

本器材可以應用於提示長者日常生活事項，例如：吃藥，覆診，等候送飯，天氣轉變等事宜上的處理；亦可以作為日常長者之認知訓練及現實導向訓練，更可作為行為治療之輔助器材。

安裝

A. 網絡安裝部份：

1. 由本會工程師上門協助進行。(只限本港地區)。

B. 文字屏幕設定部份：

1. 由本會工程師上門協助進行。(只限本港地區)。

C. 器材部份：

1. 首先擬定好器材安放的位置，最常見的位置有大門口、房門口、廁所門口及廚房門口等位置；
2. 安放器材時要留意器材正面的感應器須面向有人活動的方向；
3. 錄製播放內容，先將器材的電插頭插入附近的插座上，再開著器材，聽到了“必”一聲之後，就可以按著錄音掣並向著器材正面的收音器，講出要錄製的內容。錄音時間大約 2 分鐘。當完成錄音後鬆開錄音掣即可；
4. 當完成錄音後，器材需要約 1 分鐘時間啟動動態感應器，之後可自行探測，每當有人走過器材前面即會播出錄音；
5. 如果要使用電子定時開關裝置，請把器材的電插頭插入電子定時開關裝置，再將電子定時開關裝置插入附近的電插座上。再按說明書指示設定電子定時開關裝置即可；及
6. 如須再次進行錄音，由於電子定時開關裝置可能會影響器材不能進行錄音程序，故此，請先將器材的電插頭直接插入附近的電插座，並進行錄音程序。

D. 網絡控制頁面：

1. 網絡控制頁面上會出現長者或使用者名稱，器材安裝地點，即時播放按鈕及八個錄音內部選擇按鈕；
2. 照顧者只需在可以上網的裝置上利用網頁瀏覽器輸入相關網址即可連結網絡控制頁面操控裝置；
3. 照顧者先選擇其中一個錄音內容，器材在家中就會即時進行更新，下次當有人走過器材時，就會播放已更新的內容；
4. 照顧者亦可以按下播放按鈕，令器材即時播放更新了的錄音；及
5. 如果經過了一段時間內仍然沒人走過器材，網絡控制頁面上會出現一個警告字句，提示照顧者。

使用說明

1. 八個提示錄音內容可以自由錄製，但內容不會由控制網頁上播出，照顧者要留意所錄製內容的位置。
2. 使用示範視頻：<http://youtu.be/WqiStcUWmvQ>

注意事項：

1. 使用者家居必須具備家居網絡服務提供。
2. 使用者必須使用套裝內包含的無線網絡由路器，並同意由本會工程師負責安裝相關網絡。
3. 照顧者如利用流動上網服務進入頁面，要留意相關數據使用量及所需費用，相關頁面功能速度及反應會因為流動上網服務計劃而有所影響，本套件不包括流動上網服務及家居網絡服務的一切相關費用。