

單手扣鈕器 Buttoning Aid



儀器簡介

本器材為方便病人以單手操作，完成扣鈕動作而設。病人需要把扣鈕器的金屬前端穿過鈕門及套入鈕扣，然後向反方向拉出扣鈕器即可。器材附有防滑手柄，讓病人較易掌握。

訓練目標

器材可以訓練病人以單手操作器材，以完成扣鈕的程序。

安裝

本器材可直接使用，無須任何安裝程序。

使用說明

本器材只適合處理一些較薄或鈕門較大的衣物。

注意事項：

1. 本產品的金屬前端部份容易受損，故使用時必須小心以免損壞。